

AEDBOX比較表

		BOX-1シリーズ			BOX-2シリーズ			BOX-3シリーズ			BOX-4シリーズ		
型式	989803170891	AEDBOX-1	BOX-STAND-1	AEDBOX-2	BOX-STAND-2	STAND OP-2	AEDBOX-3	BOX-STAND-3	AEDBOX-4	AEDBOX-4-PLT	AEDBOX-4-OMR		
商品名	ウォールマウント	AED収納ボックス-1	ボックス置き台-1	AED収納BOX-2	ボックス置き台-2	収納BOX-2 台座	AED収納BOX-3	ボックス置き台-3	AED収納BOX-4	AED収納BOX-4底板	AED収納BOX-4おもり		
													
寸法	幅	27.0cm	41.0cm	41.0cm	43.0cm	43.0cm	2.9cm	43.0cm	43.0cm	35.0cm	-	15.0cm	
	高さ	20.4cm	35.3cm	120.5cm	78.7cm	90.3cm	48.0cm	78.7cm	90.3cm	78.4cm	-	15.0cm	
	奥行	17.0cm	15.5cm	35.0cm	15.0cm	35.0cm	35.0cm	15.0cm	35.0cm	20.0cm	-	12.0cm	
	重量	0.52kg	4.0kg	14.0kg	10.7kg	17.0kg	4.0kg	10.7kg	17.0kg	7.0kg	-	5kg	
付属品	防犯紐3本	キー、ワッシャー、電池(9V)	接続ボルト(4個)、ワッシャー	キー、固定用平座金、電池(単3)	ベース、下板、底板、サラ付六角ナット、取付ボルト、ナイロンクリップ紐付ネジ、ナイロンクリップ、ワイヤーステッカー	ベース、アプセット3点セムス、キャップ	キー、固定用平座金、電池(単3)	下板、ベース、アプセット3点セムス、サラ付六角ナット、ナベ3点セムス、ナイロンクリップ、ワイヤーステッカー、底板	警報ブザー、単4形アルカリ電池×2	-	-		
	電源	-	DC9V×1*	-	単3電池 8本*	-	-	単3電池 8本	-	単4電池 2本	-	-	
設置	設置面	壁取り付け	壁取り付け・スタンド	床	壁取り付け・スタンド	床	壁取り付け・スタンド	床	壁取り付け・スタンド	床	-	-	
	設置方法	アンカー3箇所止め	アンカー4箇所止め	据え置き / アンカー4箇所止め	アンカー4箇所止め	据え置き(STAND OP-2と連携) / アンカー4箇所止め	据え置きセムスネジ4箇所止め	アンカー4箇所止め	据え置き(STAND OP-2と連携) / アンカー4箇所止め	床置き(別途底板とおもりあり)	-	-	
機能	ブザー	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	
	ブザー時間	-	開閉でON・OFF	-	開閉でON・OFF	-	-	開閉でON・OFF	-	アラームをOFFにするまで鳴り続ける。	-	-	
警報灯	音量	-	100db	-	100db	-	-	100db	-	95db	-	-	
	点灯方式	-	○(PEW-9との連携)	-	○	-	-	○	-	x	-	-	
備考	点灯時間	-	キーによる解除及び扉の開閉	-	開閉でON・OFF	-	-	開閉でON・OFF	-	-	-	-	
	備考	-	※市販の変換ケーブルによりAC100V用で使用可能。(ケーブル用穴が開けられるようになっています。)	-	※市販の変換ケーブルによりAC100V用で使用可能。(ケーブル用穴が開けられるようになっています。)	-	-	・材質:ステンレス ・市販の変換ケーブルによりAC100V用で使用可能。(ケーブル用穴が開けられるようになっています。) ・BOX-2は茶色の段ボール、BOX-3は白い段ボールにて梱包 ・取っ手部分がBOX-2と異なり、全てステンレスカラーになる。	・ボックス置き台-2と比較して、板厚が若干薄いです。 ・ボックス置き台-2は茶色の段ボール、ボックス置き台-3は白い段ボールにて梱包	-	おもりをBOX-4に設置するための部品	BOX-4を動かさないようにするための部品	
定価(税抜き)	¥20,000	¥55,000	¥50,000	¥90,000	¥50,000	¥12,000	¥132,000	¥93,000	¥40,000	¥5,500	¥6,000		
定価(税込み)	¥22,000	¥60,500	¥55,000	¥99,000	¥55,000	¥13,200	¥145,200	¥102,300	¥44,000	¥6,050	¥6,600		