


# BeneHeartCシリーズ 日常点検表

製造番号 \_\_\_\_\_

点検月	年 月			年 月			年 月					
点検担当者												
パッドの使用期限	年	月	日	年	月	日	年	月	日			
	年	月	日	年	月	日	年	月	日			
バッテリーの使用期限	年	月	日	年	月	日	年	月	日			
外観の確認 (損傷等の有無)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし			<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし			<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし					
ステータスインジケータが緑色に点滅している	1		17		1		17		1		17	
	2		18		2		18		2		18	
	3		19		3		19		3		19	
	4		20		4		20		4		20	
	5		21		5		21		5		21	
	6		22		6		22		6		22	
	7		23		7		23		7		23	
	8		24		8		24		8		24	
	9		25		9		25		9		25	
	10		26		10		26		10		26	
	11		27		11		27		11		27	
	12		28		12		28		12		28	
	13		29		13		29		13		29	
	14		30		14		30		14		30	
	15		31		15		31		15		31	
	16				16				16			

## ステータスインジケータの見方



- 緑色に点滅している場合  
正常に使用できます
- 赤色に点滅している場合  
ユーザーテストを実行してください  
正常に戻らない場合は販売店へ  
ご連絡ください
- インジケータが消灯している場合  
販売店へご連絡ください