

# 期限管理タグ（表）

切り取ってご使用ください。

## AED期限管理

AED 型式

製造番号

設置日

年 月 日

保証期間：設置日から 5 年  
耐用期間：設置日から 8 年

経過後は速やかに買替をご確認ください

パッド期限

年 月 日

パッド期限

年 月 日

バッテリー

年 月 日

装着日

バッテリー交換：装着日から 4 年

設置環境・使用状況によって変わります

## AED期限管理

AED 型式

製造番号

設置日

年 月 日

保証期間：設置日から 5 年

耐用期間：設置日から 8 年

経過後は速やかに買替をご確認ください

パッド期限

年 月 日

パッド期限

年 月 日

バッテリー

年 月 日

装着日

バッテリー交換：装着日から 4 年

設置環境・使用状況によって変わります

## AED期限管理

AED 型式

製造番号

設置日

年 月 日

保証期間：設置日から 5 年

耐用期間：設置日から 8 年

経過後は速やかに買替をご確認ください

パッド期限

年 月 日

パッド期限

年 月 日

バッテリー

年 月 日

装着日

バッテリー交換：装着日から 4 年

設置環境・使用状況によって変わります

## AED期限管理

AED 型式

製造番号

設置日

年 月 日

保証期間：設置日から 5 年

耐用期間：設置日から 8 年

経過後は速やかに買替をご確認ください

パッド期限

年 月 日

パッド期限

年 月 日

バッテリー

年 月 日

装着日

バッテリー交換：装着日から 4 年

設置環境・使用状況によって変わります

# 期限管理タグ（裏）

切り取ってご使用ください。

## 毎日の点検

インジケータの点滅を確認してください



緑点滅：✔ OK 使用できます

赤点滅・消灯：✔ NG

販売店かAEDコールセンターまでご連絡ください

AEDコールセンター：0120-86-1817

月曜日～金曜日 9:00～18:00 (祝祭日・休日除く)  
上記時間以外も緊急時24時間電話対応

## 毎日の点検

インジケータの点滅を確認してください



緑点滅：✔ OK 使用できます

赤点滅・消灯：✔ NG

販売店かAEDコールセンターまでご連絡ください

AEDコールセンター：0120-86-1817

月曜日～金曜日 9:00～18:00 (祝祭日・休日除く)  
上記時間以外も緊急時24時間電話対応

## 毎日の点検

インジケータの点滅を確認してください



緑点滅：✔ OK 使用できます

赤点滅・消灯：✔ NG

販売店かAEDコールセンターまでご連絡ください

AEDコールセンター：0120-86-1817

月曜日～金曜日 9:00～18:00 (祝祭日・休日除く)  
上記時間以外も緊急時24時間電話対応

## 毎日の点検

インジケータの点滅を確認してください



緑点滅：✔ OK 使用できます

赤点滅・消灯：✔ NG

販売店かAEDコールセンターまでご連絡ください

AEDコールセンター：0120-86-1817

月曜日～金曜日 9:00～18:00 (祝祭日・休日除く)  
上記時間以外も緊急時24時間電話対応