

ダイナハートAED期限管理タグ 印刷用データ

プリンタで印刷する際は、下記の設定をお願いします。

- ・両面印刷
- ・100%サイズ

灰色の実線に沿って切り取り、破線で二つ折りにしてご使用ください。

AED期限管理		予備バッテリー期限	
バッテリー期限		年 月 日	
バッテリー装着日		年 月 日	
AED設置日		年 月 日	
保証期間：5年 耐用期間：8年		交換目安：4年 設置状況により 待機寿命は変わります	
AEDセンター 0120-86-1817		AEDセンター 0120-86-1817	
緑点滅：使用できます		赤点灯：使用できません	
緑点滅：使用できます		赤点灯：使用できません	

AED日常点検と期限管理について

AED設置後は、毎日の点検と消耗品の期限管理をお願いします。パッドやバッテリーを交換したときは、期限を書き換えてください。



「AED遠隔監視システム AEDガーディアンS」で
AEDの状態をWEBにてご確認できます。

