




AED収納BOX-4

AEDBOX-4

限られたスペースを有効活用できる
カンタン床置き収納ボックスです。



[型 式] AEDBOX-4

[サイズ] 幅 350mm × 奥行 200mm × 高さ 784mm

[質 量] 7.0kg

[材 質] スチール(メラミン焼付け塗装)


フタ：アルミ

オプション



AED収納BOX-4おもり
(AEDBOX-4-OMR)


※重量：5kg



AED収納BOX-4底板
(AEDBOX-4-PLT)

標準付属品

< AEDボックス用ブザー(電池入) >



[サイズ] 38mm×92mm×16.5mm
単4電池2本入

< AEDステッカー >



[サイズ] 330mm×157.5mm



**AEDの使い方は、
携帯でアクセス**

<https://www.fukuda.co.jp/aed/info/flow.html>

販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

☎(03) 3815-2121(代)

ご用命は

お客様窓口… ☎(03) 5802-6600 / 受付時間: 月～金曜日(祝祭日、休日を除く) 9:00～18:00
フクダ電子ホームページアドレス… <https://www.fukuda.co.jp/>

●仕様や機構の一部が変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
●撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。