

電源不要タイプ



AED屋外型防水BOX

AEDBOX-OT

**電源不要****防塵・防水性能
IP56****のぞき窓と
底の設置****庫内二重構造****防水**IPX6
試験クリア**防塵**IP5X
試験クリア

※低温時の庫内温度について、外気温を抑制・調整する機能はございません。外気温がAED保管温度を下回る環境でのご利用はお控えください。

※設置環境によっては、錆の進行が早まる可能性があります。沿岸部に近い地域等でのご利用にはご注意ください。



電源不要

電源コンセントは不要
お持ちのAEDをお好きな
場所に設置



防塵・防水性能 IP56

IP56ランク！
完全防水で雨対策OK



IPX6の試験をクリアしました



のぞき窓と庇の設置

のぞき窓からAEDインジケータ
確認が可能
庇(ひさし)で庫内への直射日光
をカット



(参考:フクダ電子製ベネハート Cシリーズ)



庫内二重構造

庫内は二重構造を採用



仕様



AEDBOX-OT

型式	AEDBOX-OT
寸法(横幅×奥行×高さ(mm))	489.5×399×405
製品重量	約18kg
警報音	100dB
材質	電気亜鉛メッキ鋼板
塗装	粉体塗装
防塵防水	IP56
庫内温度	低温時*: 外気温に依存

※温度管理をしている製品では無いため、低温時の庫内温度は外気温に依存します



STORAGE-TC

型式	STORAGE-TC
寸法(横幅×奥行×高さ(mm))	486.5×341×801
製品重量	約15kg
設置方法	専用スタンド取付
材質	電気亜鉛メッキ鋼板
塗装仕様	粉体塗装



BOX-STAND-TC

型式	BOX-STAND-TC
寸法(横幅×奥行×高さ(mm))	503×500×1,235
製品重量	約13kg
設置方法	アンカーボルトによる固定、 又は基礎ブロックによる固定
材質	スチール
塗装仕様	カチオン電着塗装+ 粉体塗装



施工例

※コンクリートブロックはお客様にて手配をお願いします。



**AEDの使い方は、
こちらからアクセス**

<https://www.fukuda.co.jp/aed/about/howtouse/>

ご用命はこちらへ



フクダグループ
販社本社一覧

販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8420 東京都文京区本郷2-35-8

本製品に関するお問い合わせは、下記アドレスかQRコード
またはフクダグループ各営業所までお問い合わせください。
<https://pages.fukuda.co.jp/aed.html>



●仕様や機種の一部が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
●撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

ご用命は