

Versanaシリーズ比較表(据え置き)

2025/4/10

機種	Versana Premier R2	Versana Balance R2	Versana Essential R2	Versana Active
発売日	2022年4月7日	2022年10月27日	2025年4月10日	2020年4月20日
外観				
モニタサイズ	21.5インチ	21.5インチ	21.5インチ	15.6インチ
プローブ同時装着本数	4本	3本	3本	1本(3PPカート搭載時は3本可)
タッチパネル	○(13.3インチ)	×	×	×
高分解能ドブラ(B-Flow)	○	○	オプション	オプション
連続波ドブラ(CW)	○	オプション	オプション	オプション
任意方向Mモード	○	オプション	オプション	オプション
組織ドブラ(TVI)	○	オプション	オプション	オプション
パノラマビュー(LOGIQ View)	○	○	オプション	○
ストレインエラストグラフィ	○	オプション	オプション	オプション
自動IMT計測	○	○	オプション	オプション
針先強調	○	○	オプション	○
Auto EF計測	○	オプション	オプション	オプション
自動膀胱容量計測	○	○	オプション	オプション
検査プロトコル(Scan Assistant)	○	○	○	○
過去画像比較(Follow up tool)	○	○	オプション	○
内蔵教育ツール(Scan Coach)	○	○	オプション	オプション
操作パネル 上下昇降	○	○	×	シンプルカート:× 3PPカート :○
パネルスワイベル	○	×	×	×
ゲルウォーマー	○	○	×	○(3プローブポート付きカートのみ)
寸法(mm)	593(W)×752(D) ×1,405-1,780(H)	585(W)×670(D) ×1,340-1,500(H)	560(W)×610(D)×1,395(H)	本体:390(W)×362(D)×58(H) シンプルカート:555(W)×515(D)× 890(H) 3PPカート:556(W)×585(D)× 900-1,190(H)
重量	約70kg	約60kg	約45kg	本体:約5kg(バッテリー含) シンプルカート:約21kg 3PPカート:約35kg