

Vividシリーズ比較表

特徴		Vivid T9	Vivid S60N
コンセプト		忙しい循環器診療のために設計されたVivid T9 Ultra Editionは、人間工学に基づいて設計された軽量で操作性に優れたシステムです。Vivid T9 Ultra Editionは多彩なアプリケーションを搭載しており、高度な定量化ツールを使用し、迅速で再現性の高い超音波検査を実現します。安全なソフトウェア設計や3年保証で長期的に安心感をもってご使用いただけます。Vivid T9 Ultra Editionは、新しいテクノロジーを用いて開発したアプリケーションを用いて、熟練度を必要としない単調な作業を減らし、ワークフローを改善します。	Vivid S60N Ultra Editionは、妥協のない画質、容易な計測機能を提供するために設計されたコンパクト超音波画像診断装置です。検者間誤差低減や検査時間短縮をめざして設計をされています。Vivid S60N Ultra Editionは、臨床の厳しい課題を克服するために設計され、最新のテクノロジーを用いて熟練度を必要としない単調な作業を減らし、ワークフローの効率化に向上をめざします。新しいテクノロジーによって拡張された利点を活用して、高い検査精度で再現性のある高品質の検査を簡単かつ迅速に達成しましょう。
外形寸法	幅(mm)	590mm	535mm
	奥行(mm)	810mm	755mm
	高さ(mm)	1405~1775mm	1320 - 1670 mm
重量(Kg)	約60kg	約73kg	
電源容量	300VA/100V	500VA/100V	
観察用モニターサイズ (インチ)	21.5インチ LCD	21.5インチ LCD	
解像度	1920 X 1080	1920 X 1080	
タッチスクリーン	10.1インチ	12インチ	
操作パネル上下左右の移動	左右	手動 → 上下左右	
キーボード	ハードウェア	あり	あり (オプション)
画像保存容量	500GB	500GB	
起動時間	120秒程度	120秒程度	
*() Stanbyモード時	(25秒)	(25秒)	
バッテリー機能(MAX)	スタンバイ用	スタンバイ用	
プローブポート	4(オプションで最大6)	4	
画像調整機能	Bモード/PWの自動調整	あり (ワンタッチ) Gain、TGC、流速レンジ/ベースライン	あり (ワンタッチ) Gain、TGC、流速レンジ/ベースライン
	TGC	6段階	6段階
検査：心臓	心筋壁運動定量評価 スペクトルトラッキング	あり	あり
	自動EF計測	あり	あり
検査：血管	自動IMT計測	あり	あり
	高分解能血流表示	B-Flow (オプション)	B-Flow
	低流速血流表示	パワーアンギオ	パワーアンギオ
	針先強調機能	非対応	非対応
機能：その他	スキャンアシスト機能	あり *オプション	あり *オプション
	画像比較機能	過去画像とライブ画像同時表示	過去画像とライブ画像同時表示
	備考①	Image Libraty表示	Image Libraty表示
	備考②		フルフォーカス
本体保証	本体3年	本体1年	