

解析付心電計

	FCP-9900Ai	FCP-9800	FCP-8700	FCP-8600	FCP-8400	FCP-8300	FCP-8200	ESP-500
製品イメージ								
寸法(mm)	(幅)475mm (奥行)700mm (高さ)1,186mm※1	(幅)385mm (奥行)347mm (高さ)430mm ※LCDが開いている場合	(幅)360mm (奥行)340mm (高さ)430mm ※LCDが開いている場合	(幅)360mm (奥行)347mm (高さ)96mm	(幅)330mm (奥行)350mm (高さ)85mm	(幅)307mm (奥行)210mm (高さ)65mm	(幅)260mm (奥行)206mm (高さ)66mm	(幅)188mm (奥行)94mm (高さ)28mm
重量(kg)	約19.5kg※1	約8.0kg	約8.5kg	約5.5kg	約4.0kg	約2.3kg	約1.8Kg	約400g
記録紙幅(mm)	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	145mm	110mm	-
液晶ディスプレイ	18.5インチ (フルHD/ディスプレイ回転)	カラー15.6インチ (フルHD/ディスプレイ回転)	カラー15インチ	カラー12.1インチ	カラー8インチ	カラー8インチ	カラー7インチ	カラー5インチ
記録誘導数	3ch×4 3ch×4+リズム 6ch×2 6ch×2+リズム 12ch同位相	3ch×4 3ch×4+リズム 6ch×2 6ch×2+リズム 12ch同位相	3ch×4 3ch×4+リズム 6ch×2 6ch×2+リズム 12ch同位相	3ch×4 3ch×4+リズム 6ch×2 6ch×2+リズム 12ch同位相	3ch×4 3ch×4+リズム 6ch×2 6ch×2+リズム 12ch同位相	3ch×4 3ch×4+リズム 6ch×2 6ch×2+リズム	3ch×4 3ch×4+リズム	-
表示誘導数	6ch+リズム 6ch×2+リズム 12ch同位相 15ch+リズム※	6ch+リズム 6ch×2+リズム 12ch同位相 15ch+リズム※	6ch+リズム 6ch×2+リズム 12ch同位相	6ch+リズム 6ch×2+リズム 12ch同位相	3ch 6ch 6ch×2	3ch 6ch 6ch×2	6ch 6ch×2	3ch 6ch 6ch×2
検査項目	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 マスターテスト検査 負荷後検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 マスターテスト検査 負荷後検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 マスターテスト検査 負荷後検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 マスターテスト検査 負荷後検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 マスターテスト検査 負荷後検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 マスターテスト検査 負荷後検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査	12誘導心電図検査 不整脈検査 リズム計測検査 イベント検査
検査機能	隠れ心房細動リスク推定機能 ACS診断補助機能 (合成18誘導連続波形) ブルガダ予測機能 フリーズマルチ解析機能(10分) Eキャプチャ(心イベント自動検出) Eフィルタ(自動フィルタ) ワイヤレスインプットボックス対応 精度管理レポート	ACS診断補助機能 (合成18誘導連続波形) ブルガダ予測機能 フリーズマルチ解析機能(10分) Eキャプチャ(心イベント自動検出) Eフィルタ(自動フィルタ) ワイヤレスインプットボックス対応 精度管理レポート	ACS診断補助機能(合成18誘導) ブルガダ予測機能 フリーズ機能(10分) オートキャプチャ機能	ブルガダ予測機能 フリーズ機能(10分)	ブルガダ予測機能(レポートのみ) フリーズ機能(5分) オートキャプチャ機能(候補なし)	合成18誘導解析 ブルガダ予測機能(レポートのみ) フリーズ機能(5分) オートキャプチャ機能(候補なし)	-	1chリズムチェック(三角電極) フリーズ機能(5分) オートキャプチャ機能(候補なし)
ホルター心電図再生※2	○	○	○	○	-	-	-	-
運動負荷心電図検査※2	-	○	○	-	-	-	-	-
生活習慣病管理		△(運動メニューレポート)	△(運動メニューレポート)	△(運動メニューレポート)	△(運動メニューレポート)	△(運動メニューレポート)	-	-
レイトポテンシャル※2/15誘導検査	○	○	-	-	-	-	-	-
システム連携(有線・無線)	○	○	○	○	○	○	○	○無線のみ
オーダー連携	○	○	○	○	○	○	○	○
保存メディア	SDカード・USBメモリ	SDカード・USBメモリ	SDカード・USBメモリ	SDカード・USBメモリ	SDカード・USBメモリ	SDカード・USBメモリ	USBメモリ	SDカード

※1トrolley含む

※2オプションソフトが必要です。