

ペースメーカー、ICD（植込み型除細動器）をご使用のみなさまへ

担当の先生に/診療放射線技師の先生に
X線検査を受ける前に、必ず一言。

私は、ペースメーカー、
ICD（植込み型除細動器）を
使用しています！



ペースメーカー^{※1}やICD^{※2}の本体にパルス状の連続したX線束が照射されると、
本体の作動に影響することがあります。X線診断装置・X線CT装置などでの
検査が決まったら担当の先生に、検査を受ける時にも診療放射線技師の先生に
ペースメーカーやICDを植え込んでいることを申し出てください。

ペースメーカー、ICDとは薬事法で定められた以下の一般的名称で表される医療機器を指します。

※1 ペースメーカー：●植込み型心臓ペースメーカー ●除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ

※2 ICD：●自動植込み型除細動器 ●デュアルチャンバ自動植込み型除細動器 ●除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ